

Anti-Kmt2B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Umn6

품목 번호: CM0019069



소개

KMT2B 폴리클론항체는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 후성유전학적 조절 및 암에 관여하는 히스톤 메틸트랜스퍼라제 KMT2B를 표적합니다. IVD 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KMT2B Rabbit pAb
비고/별칭	HRX2; MLL2; MLL4; TRX2; WBP7; DYT28; MLL1B; MRD68; WBP-7; CXXC10; KMT2B
종	인간
유전자 ID	9757
면역원	인간 KMT2B (NP_055542.1)의 아미노산 1370-1570에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UMN6
단백질 분자량	294kDa
배송	아이스백