


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Kmt5A/Setd8 다클론 항체 - Q9Nqr1

품목 번호: CM0030528



소개

사람 KMT5A/SETD8을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합하며 마우스와 래트와 교차 반응성이 있습니다. 후성유전학 및 세포주기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KMT5A/SETD8 토끼 pAb
비고/별칭	SET8; SET07; SETD8; PR-Set7; PR/SET07; KMT5A/SETD8
종	사람
GeneID (사람)	387893
GeneID	387893
면역원	사람 KMT5A/SETD8 (Q9NQR1)의 아미노산 1-393에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q9NQR1
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백