


Anti-Kmt5A/Setd8 토끼 단일클론 항체 (Kd 검증됨) - Wb, Elisa - Q9Nqr1

품목 번호: CM0008076



소개

WB 및 ELISA용 KD 검증된 KMT5A/SETD8 토끼 단일클론 항체입니다. 유전자 침묵 및 세포 주기 조절에 관여하는 히스톤 H4K20 메틸전이효소인 인간 및 마우스 KMT5A/SETD8을 검출합니다. 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] KMT5A/SETD8 토끼 mAb
비고/별칭	SET8; SET07; SETD8; PR-Set7; PR/SET07; [KO/KD 검증됨] KMT5A/SETD8
종	인간(Human)
GeneID	387893 (인간)
면역원	인간 KMT5A/SETD8 (Q9NQR1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)

단백질 크기	43kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)