


Anti-Kmt5A/Setd8 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqr1

품목 번호: CM0029677



소개

KMT5A/SETD8 Rabbit Polyclonal Antibody는 인간, 마우스, 래트에서 Western Blot, Immunofluorescence, ELISA에 대해 검증되었습니다. 히스톤 메틸트랜스퍼라제 KMT5A/SETD8(43kDa)를 표적으로 하며, H4K20 단일메틸화를 통한 중요한 유사분열 및 전사 억제자입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	KMT5A/SETD8 Rabbit pAb
비고/별칭	SET8; SET07; SETD8; PR-Set7; PR/SET07; KMT5A/SETD8
종	인간
유전자 ID (인간)	387893
유전자 ID	387893
면역원	인간 KMT5A/SETD8 (NP_065115.3)의 아미노산 73-352에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NQRI
단백질 무게	43kDa
배송	아이스백