

If-P 및 Elisa용 Anti-Kmt5C Rabbit Polyclonal Antibody - Q86Y97

품목 번호: CM0027692



소개

IF-P 및 ELISA용 KMT5C Rabbit Polyclonal Antibody (SUV420H2). 전사 억제 및 DNA 복구에 관여하는 H4K20 디- 및 트리메틸화의 핵심 효소인 인간 히스톤 메틸전이효소 KMT5C를 검출합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	KMT5C Rabbit pAb
비고/별칭	SUV420H2; Suv4-20h2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	84787
GeneID	84787
면역원(Immunogen)	인간 KMT5C (NP_116090.2)의 아미노산 2-248에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	IF-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q86Y97
단백질 분자량	52kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)