


Anti-Kntc1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P50748

품목 번호: CM0014916



소개

인간 KNTC1에 대한 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증됨. 인간 및 쥐와 반응함. 유사분열 검문점에 필수적인 키네토코어 관련 단백질 1을 표적. 세포 주기 및 암 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KNTC1 토끼 pAb
비고/별칭	ROD; KNTC1
종	인간
유전자 ID	9735
면역원	인간 KNTC1 (NP_055523.1)의 아미노산 900-1100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P50748
단백질 분자량	251kDa
배송	아이스백