

항-[Ko 검증됨] 칼페인 2 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa 용) - P17655

품목 번호: CM0024023



소개

칼페인-2 축매 서브유닛을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 사용됩니다. 인간, 마우스, 래트에서 검증되었으며 세포골격 재구성 및 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[Ko 검증됨] 칼페인 2 토끼 pAb
비고/별칭	CANP2, mCANP, CANPL2, CANPml, 2
종	인간
유전자 ID (인간)	824
유전자 ID	824
면역원	인간 칼페인 2 (NP_001739.2)의 아미노산 350-680에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P17655
단백질 분자량	80kDa
배송 방식	아이스백