

Wb 및 Elisa용 항-[Ko 검증됨] Edf1 토끼 다클론 항체 - Q9Jmg1

품목 번호: CM0020338

소개

마우스 Edf1에 대한 토끼 다클론 항체, 녹아웃(KO) 검증 완료, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합. 내피 분화 및 대사에 관여하는 전사 보조 활성제인 인간 및 마우스 Edf1을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] Edf1 토끼 pAb
비고/별칭	MBF1; 0610008L11Rik; fl
종	마우스
GeneID (인간)	8721
GeneID	59022
면역원	마우스 Edf1(NP_067494.1)의 아미노산 1-148에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9JMG1
단백질 무게	16kDa
배송	아이스팩