


Anti-[Ko 검증] Pd-1/Cd279 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q15116

품목 번호: CM0029070



소개

인간 PD-1/CD279에 대한 토끼 폴리클론 항체, 녹아웃 검증 완료. WB 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 면역 체크포인트 경로 및 암 면역 치료 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] PD-1/CD279 Rabbit pAb
비고/별칭	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-L; hSLE1; 79
종	인간
GeneID (인간)	5133
GeneID	5133
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15116
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백