

Wb 및 Elisa용 Anti-Kpna1 토끼 다클론 항체 - P52294

품목 번호: CM0014778



소개

WB 및 ELISA용 토끼 항-KPNA1 다클론 항체; 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 재조합 면역원으로 검증되었으며, importin alpha-5가 관여하는 핵 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KPNA1 Rabbit pAb
비고/별칭	RCH2; SRP1; IPOA5; NPI-1; KPNA1
종	인간
GeneID (인간)	3836
GeneID	3836
면역원	인간 KPNA1(NP_002255.3)의 아미노산 1-300번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
면역원 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P52294
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백