

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Kpna1 토끼 다클론 항체 - P52294

품목 번호: CM0023511



소개

KPNA1(임포틴 서브유닛 알파-5)에 대한 토끼 다클론 항체. 웨스턴 블랏, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스 및 래트와 반응합니다. 핵 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KPNA1 토끼 pAb
비고/별칭	RCH2; SRP1; IPOA5; NPI-1; KPNA1
종	인간
유전자 ID (인간)	3836
유전자 ID	3836
면역원	인간 KPNA1 (NP_002255.3)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P52294
단백질 분자량	60 kDa
배송	아이스백