


Wb/Ip/Elisa용 Anti-Kpna2 다클론 항체 - P52292

품목 번호: CM0022625



소개

인간 KPNA2/importin 소단위체 alpha-1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. NLS 인식 및 KPNB1 도킹을 통해 핵 단백질 수입을 매개하는 핵심 어댑터입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KPNA2 토끼 pAb
비고/별칭	QIP2; RCH1; IPOA1; PTAC58; SRP1alpha; SRP1-alpha; KPNA2
종	인간
유전자 ID (인간)	3838
유전자 ID	3838
면역원	인간 KPNA2의 아미노산 1-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질(NP_002257.1).
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P52292
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스팩