


Anti-Kpna2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - P52292

품목 번호: CM0005113



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 KPNA2 Rabbit Monoclonal Antibody로, 사람, 쥐, 랫드와 교차 반응성을 가집니다. 핵 운반 어댑터 단백질인 Importin subunit alpha-1 (P52292)을 인식하며, 핵-세포질 간 운반 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KPNA2 Rabbit mAb
비고/별칭	QIP2; RCH1; IPOA1; PTAC58; SRP1alpha; SRP1-alpha; KPNA2
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	3838
GeneID	3838
면역원	합성 펩타이드: 사람 KPNA2 (P52292)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫드
SWISS	P52292
단백질 크기	58kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)