

Anti-Kpna3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00505

품목 번호: CM0030311

소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용 고품질의 KPNA3 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐의 KPNA3를 인식합니다. 핵 단백질 수입 및 숙주-바이러스 상호작용에서 핵심적인 역할을 하는 importin subunit alpha-4를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KPNA3 Rabbit pAb
비고/별칭	SRP1, SRP4, IPOA4, SPG88, hSRP1, SRP1gamma, KPNA3
종	Human
Gene ID (Human)	3839
면역원	Human KPNA3 (NP_002258.2)의 아미노산 1-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	O00505
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백