

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Kpna4 다클론 항체 - O00629

품목 번호: CM0024048



소개

인간 KPNA4(임포틴 서브유닛 알파-3)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 핵 수송 및 수입 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KPNA4 토끼 pAb
비고/별칭	QIP1; SRP3; IPOA3; KPNA4
종	인간
유전자 ID (인간)	3840
면역원	인간 KPNA4 (NP_002259.1)의 아미노산 1-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00629
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백