

Wb, Elisa용 Anti-Kpna5 다클론 항체 - O15131

품목 번호: CM0029347



소개

KPNA5 Rabbit pAb는 인간 KPNA5(importin subunit alpha-6)에 대해 토끼에서 생성된 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA 검증을 완료하였으며 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응성을 보입니다. 핵 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KPNA5 Rabbit pAb
비고/별칭	SRP6; IPOA6; KPNA5
종	인간
유전자 ID	3841
면역원	인간 KPNA5(NP_002260.2)의 아미노산 1-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O15131
단백질 무게	61 kDa
배송	아이스팩