

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Kpna6 단일클론 항체 - O60684

품목 번호: CM0006991



소개

인간 KPNA6 (importin alpha-7)에 특이적인 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 약 60 kDa 밴드를 검출합니다. 핵 단백질 수입 및 운송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KPNA6 Rabbit mAb
비고/별칭	IPOA7; KPNA6
종(Species)	Human
GeneID (Human)	23633
GeneID	23633
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	O60684
단백질 분자량	60 kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)