

Wb용 항-Kpna6 단클론 항체 - O60684

품목 번호: CM0006846



소개

KPNA6 토끼 PolymAb®는 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 단클론 항체입니다. 이 항체는 핵 수입 어댑터 단백질인 인간, 마우스, 랫트 KPNA6(임포틴 알파-7)과 반응합니다. IVD 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KPNA6 토끼 PolymAb®
비고/별칭	IPOA7; KPNA6
종	인간
유전자 ID (인간)	23633
유전자 ID	23633
면역원	합성 펩타이드 인간 KPNA6 (NP_036448.1)의 아미노산 69-169번 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	O60684
단백질 분자량	60 kDa
배송 방식	아이스백