

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Kpna6 Rabbit Monoclonal Antibody - O60684

품목 번호: CM0006987



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 KPNA6 Rabbit Monoclonal Antibody입니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 핵 수송 어댑터인 importin alpha-7을 표적으로 하여 신뢰할 수 있는 핵-세포질 수송 연구를 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KPNA6 Rabbit mAb
비고/별칭	IPOA7; KPNA6
종	인간
GeneID (인간)	23633
GeneID	23633
면역원	인간 KPNA6 (NP_036448.1)의 아미노산 69-169에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O60684
단백질 분자량	60 kDa
배송	아이스백