

Wb, Elisa용 항Kpna6 토끼 다클론 항체 - O60684

품목 번호: CM0025467



소개

인간 임포틴 서브유닛 알파-7(KPNA6)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 인간과 마우스에 교차 반응하여 핵 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KPNA6 토끼 pAb
비고/별칭	IPOA7; KPNA6
종	인간
유전자ID (인간)	23633
유전자ID	23633
면역원	인간 KPNA6 (NP_036448.1)의 아미노산 277-536에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O60684
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백