

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Kpnb1 토끼 단일클론 항체 - Q14974

품목 번호: CM0007710



소개

이 KPNB1 토끼 단일클론 항체(Q14974)는 웨스턴 블로트, 면역조직화학 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 쥐, 랫트와 교차 반응합니다. Importin beta-1 매개 핵 수입 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	KPNB1 Rabbit mAb
비고/별칭	IMB1; IPO1; IPOB; Impnb; NTF97; KPNB1
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	3837
GeneID	3837
면역원(Immunogen)	사람 KPNB1 (NP_002256.2)의 아미노산 300-400 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q14974
단백질 분자량(Protein Weight)	97kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)