

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Kras+Hras+Nras 단일클론 항체 - P01111/P01112/P01116

품목 번호: CM0003643



소개

웨스턴 블롯, 면역형광법 및 ELISA를 통해 인간, 마우스 및 쥐 샘플의 KRAS, HRAS 및 NRAS를 표적하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. Ras 신호 전달 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KRAS+HRAS+NRAS Rabbit mAb
비고/별칭	C-K-RAS; CFC2; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; KI-RAS; KRAS1; KRAS2; NS; NS3; RALD; RASK2; c-Ki-ras2; KRAS+HRAS+NRAS
종	Human
GeneID (인간)	4893/3845/3845
GeneID	4893/3265/3845
면역원	재조합 단백질 인간 NRAS (P01111)의 아미노산 1-188에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P01111/P01112/P01116
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스 팩