

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Kras+Hras+Nras 토끼 단클론 항체 - P01111/P01112/P01116

품목 번호: CM0007717



소개

KRAS, HRAS 및 NRAS를 표적으로 하는 재조합 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB, IF/ICC, IP, ELISA에 적합합니다. RAS-MAPK 신호 전달 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KRAS+HRAS+NRAS 토끼 mAb
비고/별칭	C-K-RAS; CFC2; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; KI-RAS; KRAS1; KRAS2; NS; NS3; RALD; RASK2; c-Ki-ras2; KRAS+HRAS+NRAS
종	인간
GeneID (인간)	4893/3845/3845
GeneID	4893/3265/3845
면역원	합성 펩타이드 인간 Ras(P01111)의 아미노산 1-100번 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
출처	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P01111/P01112/P01116
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스 팩