

Wb, Elisa용 Anti-Krbox4 폴리클론항체 - Q5Juw0

품목 번호: CM0017238

소개

KRBOX4 Rabbit pAb는 WB 및 ELISA를 통해 인간, 마우스, 랫트의 KRAB 도메인 함유 단백질 4 (ZNF673, KRABD4)를 검출합니다. 펩타이드 면역원으로 검증되었으며, 예측 분자량은 20kDa로, 염색질 및 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KRBOX4 Rabbit pAb
비고/별칭	ZNF673; KRBOX4
종	인간
GeneID (Human)	55634
GeneID	55634
면역원	인간 KRBOX4 (NP_060246.2)의 아미노산 100번부터 C-말단에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q5JUW0
단백질 무게	20kDa
배송	아이스백