


## Anti-Kremen1 폴리클로날 항체 (Wb, Elisa 용) - Q96Mu8

품목 번호: CM0015123



### 소개

인간 KREMEN1을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 KREMEN1을 검출합니다. Wnt/ $\beta$ -catenin 신호 전달, 발달 및 세포사멸 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | KREMEN1 Rabbit pAb                                                          |
| 비고/별칭       | KRM1; ECTD13; KREMEN; KREMEN1                                               |
| 종           | 인간                                                                          |
| 유전자 ID (인간) | 83999                                                                       |
| 유전자 ID      | 83999                                                                       |
| 면역원         | 재조합 단백질 인간 KREMEN1 (NP_001034659.2)의 아미노산 180-380에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                                          |
| 범주          | 폴리클로날 항체                                                                    |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                                                   |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                                 |
| SWISS       | Q96MU8                                                                      |
| 단백질 분자량     | 52kDa                                                                       |
| 배송          | 아이스백                                                                        |