


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Krr1 다클론 항체 - Q13601

품목 번호: CM0026006



소개

WB, IF/ICC, ELISA용 KRR1 토끼 다클론 항체. 리보솜 생합성에 관여하는 소단위 프로세솜 구성 단백질을 표적으로 합니다. 인간, 마우스, 래트에서 검증되었습니다. 핵소체 및 rRNA 프로세싱 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KRR1 토끼 pAb
비고/별칭	HRB2; RIP-1; KRR1
종	인간
유전자 ID (인간)	11103
면역원	인간 KRR1 (NP_008974.5)의 아미노산 1-381에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13601
단백질 분자량	44kDa
배송 방식	아이스 팩