


Wb 및 Elisa용 항-Krt10 토끼 다클론 항체 - P13645

품목 번호: CM0024753



소개

인간 케라틴 10(KRT10/CK10)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 중간 필라멘트, 표피 분화 및 케라틴세포 생물학 연구에 사용하실 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KRT10 토끼 pAb
비고/별칭	BIE; EHK; IHL; K10; KPP; BCIE; CK10; KRT10
종	인간
유전자 ID (인간)	3858
유전자 ID	3858
면역원	인간 KRT10 합성 펩티드 (aa 350-460, NP_000412.3)
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P13645
단백질 분자량	59kDa
배송 방법	아이스백