

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Krt3 다클론 항체 - P12035

품목 번호: CM0013853

소개

KRT12와 짝을 이루는 각막 상피 특이적 II형 케라틴인 인간 KRT3를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 중간 필라멘트 네트워크 및 각막 이영양증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	항-KRT3 다클론 항체
비고/별칭	K3; CK3; MECD2; KRT3
종	인간
유전자ID (인간)	3850
유전자ID	3850
면역원	인간 KRT3 (NP_476429.2)의 아미노산 230-390에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P12035
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스백