

If/Icc, If-P, Elisa용 Anti-Krt80 토끼 다클로날 항체 - Q6Kb66

품목 번호: CM0027833

소개

인간 케라틴 80 (KRT80)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 및 랫트와의 교차 반응성을 확인하며 IF/ICC, IF-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 케라틴 중간 필라멘트 역학 및 조직 특이적 발현을 연구해 보세요.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KRT80 Rabbit pAb
비고/별칭	KB20; KRT80
종	인간 (Human)
GeneID (인간)	144501
면역원	재조합 단백질 인간 KRT80 (NP_872313.2)의 아미노산 242-452에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용 분야	IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q6KB66
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백 (Ice bag)