

Anti-Krt81 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q14533

품목 번호: CM0030747

소개

인간 KRT81(Keratin-81)을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체로 Western blot 및 ELISA 응용에 적합합니다. 모발 각질 중간 필라멘트 연구에 이상적이며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KRT81 Rabbit pAb
비고/별칭	HB1; K81; Hb-1; KRTHB1; MLN137; ghHkb1; hHAKB2-1; KRT81
종	인간
유전자 ID	3887
면역원	인간 KRT81의 아미노산 350-450에 해당하는 합성 펩타이드 (NP_002272.2)
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q14533
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백