

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ksr1 토끼다가클로날 항체 - Q8Ivt5

품목 번호: CM0015755



소개

사람 KSR1에 대한 고품질 토끼 다가클로날 항체로, 웨스턴 블랏, 면역형광법 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐 및 랫트 KSR1을 인식합니다. MAPK 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KSR1 Rabbit pAb
비고/별칭	KSR; RSU2; KSR1
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	8844
GeneID	8844
항원(Immunogen)	사람 KSR1 (NP_055053.1)의 아미노산 320-420에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다가클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q8IVT5
단백질 분자량	102kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)