

Wb 및 Elisa용 Anti-Ktn1 폴리클로널 항체 - Q86Up2

품목 번호: CM0013209

소개

인간 KTN1 (kinectin)을 타겟팅하는 토끼 폴리클로널 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 키네신 주도 소포 운동성, 인테그린 접착 및 ER 막 생물학을 조사하는 데 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KTN1 Rabbit pAb
비고/별칭	CGI; KNT; MU-RMS-40.19; KTN1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	3895
GeneID	3895
면역원	합성 펩타이드 인간 KTN1 (NP_001072989.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q86UP2
단백질 분자량	156kDa
배송	아이스 백(Ice bag)