

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ktn1 폴리클로날 항체 - Q86Up2

품목 번호: CM0027026

소개

인간 KTN1(키네틴, 키네신 수용체)을 표적하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 소포 운동 및 세포 부착에 관여하는 ~156 kDa ER 막 단백질을 검출합니다. 인간과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KTN1 Rabbit pAb
비고/별칭	CGI; KNT; MU-RMS-40.19; KTN1
종	인간
GeneID (인간)	3895
GeneID	3895
면역원	인간 KTN1 (NP_001072989.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q86UP2
단백질 분자량	156kDa
배송	아이스백