


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ku70 Rabbit Monoclonal Antibody - P12956

품목 번호: CM0002079



소개

인간 Ku70 (XRCC6)에 대한 Rabbit monoclonal antibody로 Western blot, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 사용됩니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. DNA 이중 가닥 절단 복구 및 NHEJ 경로 연구를 위한 핵심 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Ku70 Rabbit mAb
비고/별칭	ML8, KU70, TLAA, CTC75, CTCBF, G22P1, Ku70
종	인간
유전자 ID (인간)	2547
면역원	인간 Ku70 (P12956)의 아미노산 500-609에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P12956
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스백