

Anti-Ku70 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - P12956

품목 번호: CM0015544



소개

인간 Ku70(XRCC6)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. DNA 복구 연구 및 분석 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	세부 정보
제품명	Ku70 Rabbit pAb
비고/별칭	ML8; KU70; TLAA; CTC75; CTCBF; G22P1; Ku70
종	인간
GeneID (인간)	2547
GeneID	2547
면역원	인간 Ku70(NP_001460.1)의 아미노산 408-609 영역 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P12956
단백질 크기	70kDa
배송 방법	아이스 팩