

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 항Ku70 토끼 다클론 항체 - P12956

품목 번호: CM0026912



소개

인간 Ku70 (XRCC6)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. DNA 손상 복구 및 NHEJ 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Ku70 토끼 pAb
비고/별칭	ML8; KU70; TLAA; CTC75; CTCBF; G22P1; Ku70
종	인간
유전자 ID	2547 (인간)
면역원	인간 Ku70 (NP_001460.1)의 아미노산 501-600 영역 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P12956
단백질 분자량	70kDa
배송 방식	아이스팩