

Elisa, If/Icc, Ihc-P, Ip, Wb용 Anti-Ku80 단일클론항체 - P13010

품목 번호: CM0005433



소개

인간 Ku80(XRCC5)에 대한 재조합 토끼 단일클론항체입니다. WB, IP, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. NHEJ, DNA 복구 및 텔로미어 유지 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] Ku80 토끼 단일클론항체(mAb)
비고/별칭	KU80; KUB2; Ku86; NFIV; KARP1; KARP-1
종	인간
유전자 ID (인간)	7520
유전자 ID	7520
면역원	인간 Ku80(NP_066964.1)의 아미노산 543-732에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	단일클론항체
응용 분야	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P13010
단백질 무게	83 kDa
배송	아이스팩