

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ku80 폴리클로날 항체 - P27641

품목 번호: CM0022098

소개

마우스 Ku80을 타겟으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. DNA 복구 및 텔로미어 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Ku80 Rabbit pAb
비고/별칭	Ku80; Ku86; CTC85; CTCBF
종(Species)	Mouse
GeneID (인간)	7520
GeneID	22596
면항원(Immunogen)	마우스 Ku80 (NP_033559.2)의 아미노산 543-732에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	P27641
단백질 분자량	83kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)