

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Ku80 폴리클로날 항체 - P13010

품목 번호: CM0028570



소개

인간 Ku80(XRCC5)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응함. 83kDa 밴드를 검출. DNA 수복, NHEJ 및 텔로미어 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Ku80 Rabbit pAb
비고/별칭	KU80; KUB2; Ku86; NFIV; KARP1; KARP-1; Ku80
종	인간
유전자 ID (인간)	7520
유전자 ID	7520
면역원	인간 Ku80의 아미노산 543-732에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_066964.1).
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P13010
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스백