

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Ku80 토끼 단클론 항체 - P13010

품목 번호: CM0002787



소개

인간 샘플에서 WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA로 검증된 Ku80 토끼 단클론 항체입니다. NHEJ 및 V(D)J 재조합 연구를 위해 DNA 수리 단백질 Ku80 / XRCC5를 표적으로 합니다. CamelBio의 IVD 원자재입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Ku80 토끼 mAb
비고/별칭	KU80; KUB2; Ku86; NFIV; KARP1; KARP-1; Ku80
종	인간
유전자ID	7520
면역원	인간 Ku80 (P13010)의 아미노산 633-732 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P13010
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스백