

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Kynu 토끼 다클로날 항체 - Q16719

품목 번호: CM0027914



소개

인간 KYNU (키누레니나아제)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 트립토판 대사 및 신경생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KYNU Rabbit pAb
비고/별칭	KYNUU; VCRL2; KYNU
종	인간
GeneID (인간)	8942
GeneID	8942
면역원	인간 KYNU (NP_001028170.1)의 아미노산 1-307에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클로날 항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q16719
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백