

Wb, Elisa용 항-L-Myc 토끼 다클론 항체 - P12524

품목 번호: CM0020020

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 검증이 완료된 인간 L-Myc(MYCL)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 핵 내 과정 및 종양 유발 신호 전달 경로에서 전사 인자 기능을 연구하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	L-Myc 토끼 pAb
비고/별칭	LMYC; L-Myc; MYCL1; bHLHe38; MYCL
종	인간
GeneID(인간)	4610
GeneID	4610
면역원	인간 MYCL(NP_001028253.1)의 아미노산 250~350 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P12524
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스팩