


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-L-Plastin/Lcp1 단일클론 항체 - P13796

품목 번호: CM0011135



소개

인간 L-Plastin/LCP1(Plastin-2)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. T세포 활성화, 액틴 세포골격 및 면역세포 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	L-Plastin/LCP1 토끼 mAb
비고/별칭	LPL; CP64; PLS2; LC64P; HEL-S-37; L-PLASTIN
종	인간
유전자 ID (인간)	3936
유전자 ID	3936
면역원	인간 L-Plastin/LCP1(P13796)의 아미노산 528-627에 해당하는 합성 펩타이드
항체 생산원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P13796
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스팩