


Wb, Ip, Elisa용 Anti-L-Plastin/Lcp1 폴리클로날 항체 - P13796

품목 번호: CM0030189



소개

인간 L-Plastin/LCP1 (Plastin-2, LCP-1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 면역학 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	L-Plastin/LCP1 Rabbit pAb
비고/별칭	LPL; CP64; PLS2; LC64P; HEL-S-37; L-PLASTIN; L-Plastin/LCP1
종(Species)	인간(Human)
GeneID	3936
항원(Immunogen)	인간 L-Plastin/LCP1 (NP_002289.2)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P13796
단백질 분자량(Protein Weight)	70kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)