

Wb, Elisa용 Anti-L1R 토끼 다클로날 항체 - Q8V4Z7

품목 번호: CM0027628

소개

원숭이두창 바이러스 L1R 단백질(Zaire-96-I-16 균주)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 면역 원성 균주와 교차 반응성을 나타냅니다. 원숭이두창 연구 및 진단 검사 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	L1R Rabbit pAb
종(Species)	Monkeypox virus Zaire-96-I-16
GeneID	928938
면역원(Immunogen)	Monkeypox virus Zaire-96-I-16 L1R (NP_536512.1)의 아미노산 1-152에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Monkeypox virus Zaire-96-I-16
SWISS	Q8V4Z7
단백질 분자량	18kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)