

Wb, Elisa용 Anti-L2Hgdh 폴리클로날 항체 - Q9H9P8

품목 번호: CM0027231

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 인간 L2HGDH (L-2-hydroxyglutarate dehydrogenase)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 미토콘드리아 대사 및 질병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	L2HGDH Rabbit pAb
비고/별칭	L2HGA; C14orf160; L2HGDH
종	Human (인간)
유전자 ID	79944
면역원	인간 L2HGDH (NP_079160.1)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human (인간), Mouse (마우스)
SWISS	Q9H9P8
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백