


If/Icc, Elisa용 Anti-L3Mbt11 토끼 다클로날 항체 - Q9Y468

품목 번호: CM0029729



소개

이 anti-L3MBTL1 토끼 다클로날 항체는 IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 히스톤 메틸화 인식을 통해 전사를 억제하는 폴리콤 그룹 크로마틴 조절 인자인 인간 L3MBTL1을 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	L3MBTL1 Rabbit pAb
비고/별칭	L3MBTL; ZC2HC3; H-L(3)MBT; dJ138B7.3; L3MBTL1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	26013
면역원	인간 L3MBTL1 (NP_056293.4)의 아미노산 533-772에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q9Y468
단백질 분자량	92kDa
배송	아이스팩