

Wb, Elisa용 Anti-L3Mbt12 폴리클로널 항체 - Q969R5

품목 번호: CM0015614



소개

웨스턴 블로팅(Western blot) 및 ELISA에 대해 검증된 L3MBTL2 토끼 폴리클로널 항체입니다. 분자량이 79 kDa인 폴리콤 그룹(Polycomb group) 크로마틴 조절 단백질인 인간 L3MBTL2를 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	L3MBTL2 Rabbit pAb
비고/별칭	L3MBT; H-1(3)mbt-1; L3MBTL2
종(Species)	인간 (Human)
GeneID	83746
면역원(Immunogen)	인간 L3MBTL2 (NP_113676.2)의 아미노산 486-705에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간 (Human)
SWISS	Q969R5
단백질 분자량	79kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)