


L3Mbt13 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 용) - Q96Jm7

품목 번호: CM0030927



소개

L3MBTL3 (MBT-1)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 사람 및 생쥐 L3MBTL3를 검출합니다. Notch 신호 전달, 크로마틴 조절 및 유비퀴틴 리가아제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	L3MBTL3 토끼 pAb
비고/별칭	MBT1; MBT-1; L3MBTL3
종	사람
유전자 ID (사람)	84456
유전자 ID	84456
면역원	사람 L3MBTL3 (NP_115814.1)의 아미노산 1-255에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐
SWISS	Q96JM7
단백질 분자량	88kDa
배송 방식	아이스 팩