


Anti-Lactb Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P83111

품목 번호: CM0023935



소개

Anti-LACTB Rabbit Polyclonal Antibody

(P83111)는 인간, 마우스, 래트에 대한 반응성을 보이며 WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 미토콘드리아 세린 프로테아제 및 종양 억제자 LACTB를 표적합니다; 암 및 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LACTB Rabbit pAb
비고/별칭	LACTB; G24; MRPL56; lactamase beta
종	인간
유전자 ID (인간)	114294
면역원	인간 LACTB (NP_116246.2)의 아미노산 116-255에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P83111
단백질 분자량	41kDa/60kDa
배송	아이스백